

# Light™ fistula needle l'aiguille a fistule Light™

by **Meditechlab**



- Rotating hub fistula needles
  - Arterial needles with oval back eye
  - Needles with coloured coded clamps
  - Ultra thin walled canulas
  - Siliconized canulas to reduce trauma to vessels
  - Two types of sterilisation: EO & R
- Aiguille à fistule à embase rotative
  - Aiguille artérielle à orifice latéral
  - Aiguilles à clamps en couleur
  - Canules à paroi ultra mince
  - Canules siliconées
  - Deux types de stérilisation: EO & R

Type	Gauge	Cannula * (mm)	PVC Tube (cm)	Reference	Sterilization
Arterial	15	25	15	A 15 25 15	EO / R
Venous	15	25	15	V 15 25 15	EO / R
Arterial	15	25	30	A 15 25 30	EO / R
Venous	15	25	30	V 15 25 30	EO / R
Single Needle	15	25	15	Y 15 25 15	EO / R

Arterial	16	25	15	A 16 25 15	EO / R
Venous	16	25	15	V 16 25 15	EO / R
Arterial	16	25	30	A 16 25 30	EO / R
Venous	16	25	30	V 16 25 30	EO / R
Single Needle	16	25	15	Y 16 25 15	EO / R

Arterial	17	25	15	A 17 25 15	EO / R
Venous	17	25	15	V 17 25 15	EO / R
Arterial	17	25	30	A 17 25 30	EO / R
Venous	17	25	30	V 17 25 30	EO / R
Single Needle	17	25	15	Y 17 25 15	EO / R

**Meditechlab**®